

# HAGOROMO



## ワンダーライト(無鉛) フィットコート

### 着用方法

#### 特徴

インナーゴムベルト

着用時以外は  
たたんでおきます




着用前に(腰周りの)インナーゴムベルトの  
マジックテープを剥がしておきます

安心ロック

伸縮性のあるインナーゴムベルトで  
重みを腰で支えることにより  
肩への負担をやわらげ  
軽い着心地で着用いただけます

1

防護衣に腕を通し剥がしておいた  
インナーゴムベルトを引き出します



重要

2

肩を持ち上げ気味にしてウエストのあたりで  
インナーゴムベルトをしっかりと留めます  
※少しきつくらいにゴムを引き伸ばしながら  
マジックテープを留めてください

POINT

①

肩を上  
持ち上げる

②

肩を浮かせた  
ままベルトを  
留める



3

右前身頃が体に対して垂直に沿うよう  
に首元まで引き上げ、安心ロックが  
きれいに重なるようにマジックテープを  
順次留めていきます



安心ロックが  
まっすぐに  
重なるように

4

フィットコートが体のラインにまっすぐに  
沿うように整えて装着完了です

