

簡単登録

多様な検査登録

無料

QRコード発行可能

他社製品登録可能

X線防護用具の検査記録管理ソフト
羽衣の見張り番

羽衣の見張り番は、ダウンロード無料!

ホームページより無料ダウンロードして、すぐにご利用可能です(ユーザー登録は必須)。

プルダウン機能により、登録が簡単!

当社HAGOROMO防護用具の登録には、プルダウンによるサポート機能を備えています。エクセルで作成されたリストがあれば、インポート機能でスピーディーな登録も可能です。他社製品もインポートはもちろん、手入力による登録が可能です。

管理に便利なQRコード発行機能!

管理番号のQRコードラベル印刷ができます(裏面参照)。また、手書き・ラベルシール・刺繍等、番号のみの管理の併用も可能ですので、防護眼鏡等の小物まで管理ができます。

バリエーション豊富な検査登録機能!

プルダウン、QRコード、防護用具一覧から素早く検査記録が登録可能です。イラスト、画像、テキストなど豊富な情報登録をサポートしています。

ご使用にあたって
羽衣の見張り番は、市販のソフトウェア「FileMaker Pro17 Advanced」で作成されています。「羽衣の見張り番 Runtime版(無料)」は、無料でお使いいただけるPC用ソフトです。
※市販のソフトウェア「FileMaker Pro17 Advanced(有料)」をインストール済みのPCで「羽衣の見張り番 FileMaker版(無料)」をご利用いただけます。複数台のiPhone・iPadで「FileMakerGo(無料)」を使用して検査や点検等(PC版の一部の機能)を実施することができます。iPhoneやiPadのカメラ機能を使ってスムーズに画像の登録ができます。

●動作確認済み使用環境:「羽衣の見張り番 Runtime版(無料)」:Windows7・8・10 「羽衣の見張り番 FileMaker版(無料)」:Windows7・8・10、macOS
●ダウンロード、QRコード作成時、印刷・書き込み、検索更新、アプリインストール時には、インターネットへの接続が必要です。

株式会社 **マイタ**

検査・点検記録登録機能

半年に一度の検査と毎月の月次点検にも対応しています(月次点検は選択機能)。
検査記録のバリエーションも豊富!
様々な方法での検査記録が可能!検査項目での管理もできます。
[検査記録のバリエーション]
●選択履歴 ●CT位置決め履歴 ●イラスト(お絵描き)
●テキスト(文字情報) ●段階判定(○××××) ●段階判定(○××××)

防護用具登録機能

X線防護用具に取り付けたユニークな管理番号により登録できます。(例:放射線部001111など)
現在、管理されている番号や表示があれば、そのまま適用することも可能です。

表示・出力機能

各登録データの一覧表示、印刷出力に加えエクセルでもできるので、自由な集計書類の作成・印刷も可能です。

管理番号の表示方法例

QRコード、管理番号による運用のどちらにも対応できます(混在可)。

QRコード管理例

QRコードラベルシール貼付
羽衣防護衣管理ホルダー(別売)利用
透明ポケット(特注)

管理番号管理例

刺繍加工(特注)
名札利用
防護用具への直書き
ネームラベル貼付

株式会社 **マイタ** 営業部 〒123-0845 東京都足立区西新井本町5-4-12 TEL:03-3880-8881 <http://www.kk-maeda.com>

HAGOROMO Web発表製品

特集号 [2023.05月号]

当社では、カタログ掲載以外の製品情報をWebにて掲載しています。この特集号は、2019年以降に発表した製品を掲載しています。

掲載内容を更新する場合がありますので、最新情報はHPにてご確認ください。

URL : <https://maeda-hagoromo.com/newcontent.html>

歯科用患者エプロン
面ファスナーなし!?

脳・水晶体・甲状腺の一体型防護具!
頭頸部放射線防護具 トリプルガード

線量計取り付けベルト付 ネックガード

X線防護垂れ幕
寝台貼り付けタイプ

X線防護用帽子

HAGOROMOの推奨品!
眼鏡・防護眼鏡のくもり止め

X線防護用具管理アイテム

羽衣の見張り番
ダウンロード無料
使用登録必須

新バージョン(1.10)紹介動画公開中!

多彩な検査登録
他社製品登録可能
簡単登録
QRコード発行可能

HAGOROMO

透明ポケット加工 (羽衣X線防護衣管理用)

「羽衣の見張り番」で印刷したカードで防護用具の管理を便利に!!

仕様

- 横からカードを入れることができる透明ポケットです。
- 名刺サイズ(91×55mm)カードが入ります。

活用例

- 購入時期の管理
- 使用・保管場所の管理
- 着用者別管理
- 検査日の管理

加工費 4,000円 (税抜価格)

※防護用具をご注文の際にご指定ください。

※製品によっては、加工できない場合がございます。

※現在ご使用されている防護用具には加工できません。

※レーザープリンターでの印刷物は、インクが転写する場合がございます。ご注意ください。

ホームぺージ > WEB先行情報 > X線防護用具管理アイテム

羽衣防護衣管理ホルダー

印刷したカードを入れて、X線防護衣の管理にお役立てください。
「ネームラベルの剥がれ」「防護衣への直書きの書き直し」などの対策に!!

使用されている防護衣に取り付け可能

ドットボタン
※名刺サイズ大(91×55mm)まで入ります。 ※1

取付方法

「羽衣の見張り番」で印刷したカードで防護用具の管理を便利に!!

標準色 : 7色より1色をお選び下さい
ピンク ブルー グリーン イエロー オレンジ グレー ネイビー
ロット : 1組10枚入り
希望小売価格 : 36,000円 (税抜価格)

活用例

- 購入時期の管理
- 使用・保管場所の管理
- 着用者別管理
- 検査日の管理

※1 レーザープリンターでの印刷物は、インクが転写する場合がございます。ご注意ください。
※2 製品によっては、この事例のように取り付けられない場合がございます。

ホームページ > WEB先行情報 > X線防護用具管理アイテム

株式会社 **マイタ** <https://maeda-hagoromo.com>

医療機器製造業登録番号: 1382005012
第三種放射線保安設備販売業許可番号: 1383X00111
取扱い: 放射線部 1.1 放射線防護用具部
営業部: 一般取扱部 (7/51)
特定管理用機器部 (7/51)
一般的名称: 製造販売承認番号: 構造番号: 型式は、各製品別に記載。
営業部・経理部・工場
TEL.03-3880-8881 FAX.03-3880-8884
〒123-0845 東京都足立区西新井本町5-4-12
本社〒113-0033 東京都文京区本郷1-11-9 TEL.03-3811-7313
E-mail: info@kk-maeda.com

取扱店

頭頸部用X線防護具

トリプルガード

規格番号: HLN-25
希望小売価格: 87,000円(税抜)


一体型防護具

Head...頭部
Lens...水晶体
Neck...甲状腺

IVRIにおける被ばくのほとんどは、左斜め下方からの散乱線のため、甲状腺防護部位より上方は、左側のみに特化した形状としました。

実用新案登録第3226435号


装着位置はピンクの垂直マーカで調整



表裏の滑り止め素材を採用
クッション材を内装



内装の芯材で形状維持



背面の固定具はバックルを採用




固定角度が自由なマジックテープではなく、着用時の設計再現性を確保するためバックルを採用

経年による形状変化を回避するため、芯材を内装し優れた形状耐久性を発揮

歯科用患者エプロン PDA-18 成人・小児兼用タイプ



ええっ!? 面ファスナーなし?
面ファスナーで患者さんの衣類を傷付ける心配がありません!!
Q: 面ファスナーがないのにどうやって着用の?
A: 裏面に滑り止め加工(実用新案登録済)をしてあるから肩に掛けるだけで簡単に着用できるよ!!
Q: 腕が上がらない僕でも着ることができるかな?
A: 裏面に滑り止め加工(実用新案登録済)をしてあるから肩に掛けるだけで簡単に着用できるよ!!



パノラマ撮影の場合は前後逆に着用してね!!

その他の特長

撮影しやすい
前身頃と後身頃の継ぎ目がないため、防護衣が肩から浮き上がりず体にフィット
手入れしやすい
表面生地に付着物を落としやすいフッ素コーティング加工
清潔
表面生地に抗菌加工(抗菌製品技術協議会SIAA登録済)
安全
裏面生地に内部遮へいシートの状態を目視での確認が可能となるスクルター加工(特許取得済、意匠登録済)
※スクルター加工の詳細はこちらから
ホームページ> 製品カタログ> 刺繍・動物キャラクター加工、スクルター

製品情報

規格番号: PDA-18
希望小売価格: 29,000円(税抜価格)
着丈: 66cm
前幅: 50cm
重量: 1.0kg 約41%軽量化※1
鉛当量: 0.175mmPb
カラー: グリーン
付属品: 専用ハンガー
クラス分類: クラスI(一般医療機器)
一般的名称: 放射線防護用前掛
JMDNコード: 38355000
製造販売届出番号: HAGOROMO ソフrait
製造販売届出番号: 13B3X00111001031
JANコード: 4580471460078

※1 当社SDA-18比較値

ホームページ> WEB先行情報> 歯科用患者エプロン

株式会社 **マイタ** <https://maeda-hagoromo.com> 取扱店

医療機器製造業登録番号: 1382005012
第三種医療機器製造販売許可番号: 13B3X00111
類別: 機械器具I 放射線防護用前掛
クラス分類: 一般医療機器(クラスI)
一般的名称: 放射線防護用前掛
特定保守管理医療機器: 非該当
一般的名称: 製造販売届出番号: 届出番号、型式は、各製品毎に記載。
営業部・経理部・工場
TEL.03-3880-8881 FAX.03-3880-8884
〒123-0845 東京都足立区西新井本町5-4-12
本社/〒113-0033 東京都文京区本郷3-11-9 TEL.03-3811-7315
E-mail: info@kk-maeda.com
記載事項は、予告なく変更する場合があります。
記載事項は、消費税、別途送料などは含んでおりません。別途申し受けます。
※本カタログの掲載内容は最新のものに限りません。
※掲載している各製品の価格は、表示の価格と異なる場合があります。
※表示価格は消費税を含まない価格です。製品比較検討の目安としてお読みいただくことを目的として表示しております。各製品の価格には消費税も含まれます。
本カタログは2023年7月現在のものです。

HAGOROMO/WonderLight

無鉛 新型ネックガード登場

左右に線量計バッジを取り付けるベルト付き
実用新案登録済

線量計バッジ取付参考例

不均等被ばくの管理に便利!

シンプルな軽量タイプ! しかもロープライス!
軽やか ※WNGSと比較しています

消臭加工! 内面
消臭 ※「93971/KUSAKUNAI」消臭シート採用

抗菌加工! 汚れに強い! 外面
SIAA ISO22196 for KOHJIN
※「829/HAJIKU」撥水・抗菌シート採用・抗菌製品技術協議会(SIAA)認定製品

ネックプロテクター-WNP5 消臭加工 フッ素コーティング 抗菌加工

一般的名称: 放射線防護用カー(38358000)
製造販売届出番号: HAGOROMO/データネットガード
製造販売届出番号: 13B3X00111001073

規格番号 鉛当量 (mmPb) サイズ 重量 (kg) 希望小売価格 (円: 税抜価格)
WNP5-25 0.25 フリー 0.2 : 19,000円
WNP5-35 0.35 フリー 0.2 : 21,000円

※ネーム刺繍加工例
写真の位置に刺繍を入れます

※ネーム刺繍加工費: 2,000円(税抜価格)
ネーム、文字の書体、ネームの内容はワンダーライトカタログ参照

標準カラー(外面)
Blue Pink Green Orange Navy Olive Wine Yellow Black Silver Gold
標準カラー(外面): 11色よりお選びください 内面: Blackのみ

2011年4月「組織反応に関するICRP声明」により、眼の水晶体の被ばく限度が大きく低減される方向で検討されています。不均等被ばく測定が適切に実施されるよう対策を講ずるよう望まれている中、頭頸部への線量計を装着することが出来る甲状腺防護具の発売をいたしました。

ホームページ> WEB先行情報> 新型ネックガード

HAGOROMO

羽衣防護帽子 CP-25 頭の防護用品が新登場!!

特長1: 消臭機能
表面生地(両面)に消臭シートを採用し、汗の臭いを大幅に低減!!
「93971/KUSAKUNAI」消臭シート採用
ホームページ> 製品カタログ> ワンダーライトカタログ (P2.消臭機能のご案内)

特長2: 着け心地
上部に通気性に優れたメッシュ(抗菌・防臭加工品)を採用し、ムレや汗による

特長3: 着けやすさ
背面のマジックテープを留めるだけで簡単に装着可能!!

希望小売価格: 32,000円(税抜価格)

仕様
型式: CP-25
重量: 0.2kg
鉛当量: 0.25mmPb(含鉛)
サイズ: フリー
表面生地: 「93971/KUSAKUNAI」消臭シート

一般的名称: 放射線防護用帽子
JMDNコード: 70941000
製造販売届出番号: 羽衣防護帽子
製造販売届出番号: 13B3X00111001057

ホームページ> WEB先行情報> X線防護用帽子

株式会社 **マイタ** <https://maeda-hagoromo.com> 取扱店

医療機器製造業登録番号: 1382005012
第三種医療機器製造販売許可番号: 13B3X00111
類別: 機械器具I 放射線防護用前掛
クラス分類: 一般医療機器(クラスI)
一般的名称: 製造販売届出番号: 届出番号、型式は、各製品毎に記載。
営業部・経理部・工場
TEL.03-3880-8881 FAX.03-3880-8884
〒123-0845 東京都足立区西新井本町5-4-12
本社/〒113-0033 東京都文京区本郷3-11-9 TEL.03-3811-7315
E-mail: info@kk-maeda.com
記載事項は、予告なく変更する場合があります。
記載事項は、消費税、別途送料などは含んでおりません。別途申し受けます。
※本カタログの掲載内容は最新のものに限りません。
※掲載している各製品の価格は、表示の価格と異なる場合があります。
※表示価格は消費税を含まない価格です。製品比較検討の目安としてお読みいただくことを目的として表示しております。各製品の価格には消費税も含まれます。
本カタログは2023年7月現在のものです。

HAGOROMO

LC(寝台張り付けタイプ)
寝台に張り付けることができるX線防護垂れ幕

マジックテープで簡単に着脱
取付枚数で防護範囲の調節が可能
重ねて張り合わせることで、隙間からの散乱線の漏えいを低減

※取付方法は裏面をご覧ください。

希望小売価格(税抜価格)
※取付幅は重ね合わせの幅を約5cmとして算

規格番号	鉛当量 (mmPb)	重量 (kg/枚)	5枚1組 (取付幅約80cm)	6枚1組 (取付幅約95cm)	7枚1組 (取付幅約110cm)	8枚1組 (取付幅約125cm)
LC-25	0.25(含鉛)	0.7kg	127,000円	152,000円	178,000円	203,000円
LC-35	0.35(含鉛)	1.0kg	138,000円	165,000円	193,000円	220,000円

付属品: 接着剤付マジックテープ3本付き(予備2本含む)

カラー: 7色より1色お選び下さい
ピンク ブルー グリーン イエロー オレンジ グレー ネイビー

寸法(1枚あたり)
5cm 70cm(連へ部) 20cm
※規格以外の枚数、寸法、鉛当量を希望の際は別途見積りいたします。
※上部5cmはマジックテープのため、防護能力はありません

HAGOROMOの推奨品

眼鏡・防護眼鏡のくもり止め
パールCジェット(小泡状)
マスクをしても、くもりづらい!
ムースタイプ 日本製

だから、全てのレンズに効きめ強力!!

【特長】
水やけ防止や撥水などのコーティングにも対応する小泡状タイプのくもり止め。

製品名: パールCジェット(小泡状)
内容量: 60ml/本
梱包単位: 1箱12本入
形態: エアゾールタイプ(ムース)
希望小売価格: 14,400円(税抜) ※1,200円/本
製造販売業者: 株式会社パール

※当社取扱店からもお買い求めいただけます。ご希望の場合には、お問い合わせください。

くもり止めの使い方
STEP 1 エアゾールをレンズの上に塗りつけてください。
STEP 2 レンズを拭き取らずに、拭き取らずにそのままにしてください。
STEP 3 拭き取らずにそのままにしてください。

※本カタログに掲載している製品の価格は、表示の価格と異なる場合があります。表示価格は消費税を含まない価格です。製品比較検討の目安としてお読みいただくことを目的として表示しております。各製品の価格には消費税も含まれます。本カタログは2023年7月現在のものです。

株式会社 **マイタ** <https://maeda-hagoromo.com> 取扱店

医療機器製造業登録番号: 1382005012
第三種医療機器製造販売許可番号: 13B3X00111
営業部・経理部・工場
TEL.03-3880-8881 FAX.03-3880-8884
〒123-0845 東京都足立区西新井本町5-4-12
本社/〒113-0033 東京都文京区本郷3-11-9 TEL.03-3811-7315
E-mail: info@kk-maeda.com
記載事項は、予告なく変更する場合があります。
記載事項は、消費税、別途送料などは含んでおりません。別途申し受けます。
※本カタログの掲載内容は最新のものに限りません。
※掲載している各製品の価格は、表示の価格と異なる場合があります。
※表示価格は消費税を含まない価格です。製品比較検討の目安としてお読みいただくことを目的として表示しております。各製品の価格には消費税も含まれます。
本カタログは2023年7月現在のものです。