

〔放射線防護用カラー〕 ネックガード用のカバーに 使い捨てタイプ **新登場!**

縫い目、縁取りテープからの汗の侵入は、
内装する遮へい材料の硬化・劣化を促進する要因になり得ます

汗を
カット!

不織布製のカバーが、汗を吸収します

さらに 裏面の防水加工によって、
ネックガード本体への汗の付着
および、内部への汗の侵入を抑えます

NG-CVD

/ネックガードカバー(使い捨てタイプ)

規格番号	サイズ	希望小売価格 (円:税抜価格)
NG-CVD	フリー	17,800

材 質：不織布(裏面防水加工処理済み)

枚 数：250枚(50枚/袋×5袋入)


カラー：ブルーのみ

弊社製品 WNG5、MLNG、SLNGとの装着確認済み。
その他の製品、他社製品には装着できない可能性もございます。
このカバーにX線防護能力はありません。

清潔に気持ち良く
ご使用いただくために!

ネックガードへの
カバーの装着をお勧めします。


NG-CVD 装着手順




< ご使用の準備 >

- ①上部の紐をハンガースタンド等に吊るす。
- ②下から一枚ずつ引き抜いてご使用ください。


手順 1




手順 2



手順 3



手順 4



株式会社 **マイタ**

営業部・経理部・工場

〒123-0845 東京都足立区西新井本町5-4-12

TEL.03-3880-8881 FAX.03-3880-8884

本 社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-11-9

TEL: 03-3811-7315 E-mail: info@kk-maeda.com

<http://www.kk-maeda.com>

このカタログは、2017年8月現在のものです。

記載の製品は、予告なく仕様その他を変更することがあります。

このカタログの製品はイラストで描かれています。実際の製品と色や形が異なる場合もあります。

イラストで描かれている表面シートのカーボン調を強調しています。

記載価格には、消費税、荷造運送費などの諸経費は含んでおりません。別途申し受けます。

※本カタログの無断転載を固く禁じます。

取扱店